塩酸の正しい薄め方



塩酸とは



▲ 危険

強い酸性で刺激臭がある 無色透明の溶液。皮膚に付く と炎症を起こすため注意が 必要。また有毒な 塩化水素 ガスが揮発するため吸引しな いよう気を付ける。

準備

〇安全眼鏡、手袋を着用

手袋はニトリルゴム製のものを着用する (ラテックス、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル 製のものは適さない)。

○換気を良くする

有毒ガスが揮発するので密室では扱わず、 窓を開けるなど換気のよい環境を整える。 また自分が風下にならないよう注意する。

○周りを片付ける

作業スペースを片付け、必要なものだけを 置く。

薄め方の例

小6「水溶液の性質」

金属片に塩酸を注ぐ実験で使用するうすい塩酸(3mol/L)の作り方原液は通常約12mol/Lなので、水で4倍に薄める

水60mLに原液20mLを加える → 80mLのうすい塩酸(3mol/L)

薄める際の注意点

○慎重に開栓

中身が噴き出す場合があるので、顔から離し、ゆっくり蓋を開ける。また蓋は薬瓶の近くに置く。

〇必要量をビーカーに取る

原液を直接扱わず、必要量をビーカーに取る。 ビーカーへはガラス棒を伝わらせるか、駒込ピペットを使って注ぐ。

〇水に対し、原液を少しずつ加える

原液に対し水を加える行為 は厳禁。発熱して飛び散る ため危険。ピペットを使い少 しずつ加え、加えるたびに 攪拌する。





取り扱いやすく、そのまま 実験に使える「うすい塩酸」 もあります



理科教育を支援する

公益社団法人日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ http://www.japse.or.jp