

点検項目

顕微鏡の性能維持の為、定期的に点検、整備する事をおすすめします。

【レンズ】

- レンズは揃っていますか？（対物・接眼）
- レンズは汚れていませんか？

※染色液・皮脂が沈着すると、汚れが取れにくくなります。
レンズクリーニング手順については

既刊の「顕微鏡のレンズクリーニング」をご覧ください。

【本体】

- 本体にガタつきはありますか？
- ステージの上下動はスムーズですか？
- 反射鏡は使用できる状態ですか？
- 光源はつきますか？
- メカニカルステージはスムーズに動きますか？
- 充電はされていますか？

※充電電池は使用してなくても自然と放電します。
完全放電すると充電電池の寿命が短くなります。

- 本体は汚れていませんか？

※本体の清掃にはシリコンクロスのご使用をおすすめします。

【見え方】

- ピントの調整は問題ないですか？



保管方法

顕微鏡は、湿気が少なくカビの発生しにくい場所に保管してください。ほこりがかからないようにビニールカバーをかぶせるか格納箱に入れて下さい。



【顕微鏡保管庫】

内部の湿度を一定に保ち、顕微鏡をより長持ちさせる事ができます。



【ドライケース】

レンズのみ保管の場合はドライケースを使用します。

